

意大利 实验室氧气发生器 GEMINI 系列

产气量 2.7 ~ 16 NL / min, 可提供 95 % 纯度的氧气, 标准输出压力 6 bar



GEMINI 系列

GEMINI TC 系列氧气发生器采用 PSA (变压吸附) 技术, 从简单的压缩空气中产生连续的纯氧流 (高达 95%), 不使用化学原料, 只需与电源和压缩空气流一起工作。

特点

- 产气量 2.7 ~ 16 NL / min
- 纯度 90 ~ 95 %
- 标准输出压力 6 bar
- 3.5 英寸彩色触摸显示屏可实时显示气体流量和压力输出
- 产品系列包括多种型号, 具有不同的流速和不同的纯度, 以最精确的方式响应每个实验室的需要, 同时也保证了模块化的优势
- 通信连接: RS 485, Ethernet

应用

- TOC 分析 (总有机碳的测定)
- 电化学和任何其他需要恒定纯氧流量的应用

技术规格

型号	GOLAB 2	GOLAB 4	GOLAB 6	GOLAB 8	GOLAB 10
产气量	3.2 ~ 2.7 NL/min	6.4 ~ 5.4 NL/min	9.6 ~ 8.1 NL/min	12.8 ~ 10.8 NL/min	16 ~ 13.5 NL/min
纯度范围	90 ~ 95%	90 ~ 95%	90 ~ 95%	90 ~ 95%	90 ~ 95%
标准输出压力	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
电源	100 - 120V 60Hz / 220 - 240V 50Hz				
界面	3.5 英寸彩色触摸显示屏				
尺寸	440 W x 855 D x 760 H (mm)				
通信连接	RS 485, Ethernet				
气体连接	1/4 GAS 输入空气 / 输出 O ₂				

提供的数据仅供参考, 如有变更, 恕不另外通知。

电话 010-64449938
传真 010-64449937

www.longradar.com.cn